

MICHELINO®
— since 1951 —



GEBRAUCHSANLEITUNG

KÖRPER ANALYSE WAAGE

Art.-Nr.: 75050 / 75051

DE / EN / FR / NL

Bedienungsanleitung
Instruction manual
Manuel d'instructions
Gebruiksaanwijzing

CE

WICHTIGE INFORMATIONEN VOR GEBRAUCH

Lesen Sie die Bedienungsanleitung und Sicherheitshinweise sorgfältig durch bevor Sie das Gerät verwenden!

- Die Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung kann zu schweren Verletzungen oder zu Schäden am Gerät führen.
- Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für die weitere Nutzung auf.
- Wenn Sie das Gerät an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Bedienungsanleitung mit.
- Das Gerät ist nur für den privaten Haushalt konzipiert und nicht für den gewerblichen Gebrauch.
- Verwenden Sie das Gerät nur in Innenräumen und nicht im Freien.

WARNHINWEISE

Falls erforderlich, werden folgende Warnhinweise in dieser Bedienungsanleitung verwendet:

GEFAHR! Hohes Risiko:

Missachtung der Warnung kann Schaden für Leib und Leben verursachen.

WARNUNG! Mittleres Risiko:

Missachtung der Warnung kann Verletzungen oder schwere Sachschäden verursachen.

VORSICHT: Geringes Risiko:

Missachtung der Warnung kann leichte Verletzungen oder Sachschäden verursachen.

HINWEIS: Sachverhalte und Besonderheiten, die im Umgang mit dem Gerät beachtet werden sollten.

SICHERHEITSHINWEISE

- Beim Ignorieren der Sicherheitshinweise kann der Hersteller nicht für Schäden haftbar gemacht werden.
- Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen an einem sicheren Ort auf.
- Platzieren Sie die Waage stets auf einem stabilen und waagerechten Untergrund um eine korrekte Messung zu gewährleisten. Auf nach-

gebendem Untergrund (Teppich etc.) werden die vier Kraftaufnehmer in den Füßen ungleichmäßig belastet und die Messwerte zwangsläufig verfälscht.

- Verwenden Sie zur Reinigung keine scharfen Putzmittel.
- Entfernen Sie die Batterien, wenn die Waage über einen längeren Zeitraum nicht genutzt wird. Lagern Sie die Waage an einem warmen und trockenen Ort.
- Versuchen Sie die Waage nicht zu demontieren bzw. zu reparieren (Gewährleistungsverlust!)
- Die Waage beinhaltet sensible elektronische Komponenten. Halten Sie die Waage fern von starker Hitze und Umgebungen mit hoher Feuchtigkeit.
- Behandeln Sie die Waage stets vorsichtig. (Niemals werfen oder darauf springen!)
- Die Waage wurde ausschließlich für den Heimgebrauch und zur Messung von Personen hergestellt.

WARNUNG!

- Betreten Sie die Waage nicht mit nassen Füßen –  **Rutschgefahr!**

WARNUNG!

- Dieses Produkt ist nicht für Personen geeignet, die einen Herzschrittmacher oder ein anderes internes medizinisches Gerät tragen.

VORSICHT!

- Dieses Produkt sollte nicht zur Diagnose oder Behandlung von Krankheiten verwendet werden.

BATTERIE

1. Das Batteriefach befindet sich auf der Unterseite des Gerätes.
2. Öffnen Sie den Deckel und legen Sie die Batterien in das Batteriefach ein.
3. Schließen Sie den Deckel des Batteriefachs wieder.

GEFAHR!

Wenn die zum Artikel gehörende Batterie verschluckt wird, kann dies zu schweren innen Verletzungen und sogar zum Tod führen.

Bewahren Sie sowohl neue als auch gebrauchte Batterien für Kinder unzugänglich auf.

Wenn sich das Batteriefach nicht mehr verschließen lässt, verwenden Sie den Artikel nicht mehr und bewahren Sie ihn für Kinder unzugänglich auf.


Wenn Sie vermuten, dass eine Batterie verschluckt oder auf andere Weise in den Körper gelangt ist, suchen Sie umgehend einen Arzt auf.

HINWEIS:

Wenn ein Batteriesymbol in der linken oberen Ecke der Anzeige erscheint, muss die eingelegte Batterie durch eine volle ersetzt werden.

LIEFERUMFANG

1. Körper Analyse Waage
2. Bedienungsanleitung

GERÄTEBESCHREIBUNG

1. LED-Display
2. Biometrische Sensoren
3. Rutschfeste Füße
4. Batteriefach
5. Knopf für Einstellung der Einheit „kg“ / „lb“

TECHNISCHE DATEN

Modell:	28406 / 28407 / 28408
Akku:	2*AAA*1,5V
Betriebstemperatur:	5–35 °C
Maximale Tragkraft/ Wiegebereich:	180 kg / 396 lb
Abstufung:	1 kg / 0,2 lb
Messeinheit:	„kg“ / „lb“

VOR DER ERSTEN BENUTZUNG


⚠ VORSICHT!

Verpackungsmaterial ist kein Kinderspielzeug. Kinder dürfen nicht mit den Kunststoffbeuteln spielen. Es besteht Erstickungsgefahr.

- Entnehmen Sie alle Teile aus der Verpackung und entfernen Sie sämtliche Verpackungsmaterialien. Entfernen Sie auch eventuelle Transportsicherungen.
- Prüfen Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit und Beschädigungen und reinigen Sie das Gerät.

INBETRIEBNAHME

1. Besuchen Sie designhqs.com/app-download, um die iHome Health & Fitnessapp herunterzuladen. Sie können auch den QR-Code scannen.



2. Koppeln Sie die iHome Smart Scale + mit der iHome Health & Fitness App. Sobald Ihr Konto erstellt ist, können Sie zur Registerkarte Geräte wechseln. Die Registerkarte „Geräte“ ist die dritte Registerkarte unten in der App. Tippen Sie hier auf „Gerät hinzufügen“ und suchen Sie nach der iHome Smart Scale +.
3. Wenn Sie auf die Smart Scale + treten, stellen Sie sicher, dass die App geöffnet ist, um Ihr Gewicht und andere Körpermetriken zu synchronisieren. Um eine genaue Messung zu gewährleisten, stellen Sie sicher, dass Sie auf die Waage treten und die Sensoren mit Ihren nackten Füßen bedecken.
Bitte beachten Sie: Die Waage muss auf einer harten Oberfläche stehen. Ist dies nicht der Fall, können die Messwerte schwanken.
4. Die iHome Smart Scale + misst zunächst Ihr Gewicht. Wenn Sie weiterhin mit nackten Füßen auf der Waage stehen, beginnt die iHome Smart Scale Punkte auf der LED-Anzeige zu zeigen. Dies zeigt an, dass sie gerade Ihre Körperwerte misst.

⚠ VORSICHT!

- Legen Sie keine schweren Gegenstände für längere Zeit auf die Waage wenn Sie die Waage nicht benutzen.

MESSUNGEN



Gewicht des Körperfetts



Anteil der Körpermuskulatur



Anteil der Körperproteine



Gewicht



Gesundheitliches Alter des Körpers



Grad der Fettleibigkeit



Gewicht des Fettes um die Organe



Körperfett in Prozent



Gesundheit des Körpers



Anteil des Körperwassers



Gewicht des Wassers



Gewicht der Knochen



Körpergewicht ohne Fett



Gewicht des Fettgewebes



Mehr...

BATTERIE EINSETZEN ODER AUSWECHSELN

- Wenn im Display die Meldung „Lo“ erscheint, muss die eingelegte Batterie durch eine volle ersetzt werden.
- Das Batteriefach befindet sich auf der Unterseite des Geräts.
- Öffnen Sie den Deckel und legen Sie die Batterien in das Batteriefach ein.
- Schließen Sie den Deckel des Batteriefachs wieder.

REINIGUNG

- Verwenden Sie zur Reinigung Ihrer Waage nur ein mit Wasser angefeuchtetes Tuch.
- Die Verwendung von Wasch- oder Reinigungsmitteln kann zu irreversiblen Schäden an der Beschichtung führen, die die Sensoren (2) für die Messung Ihres Körperfetts schützt.

AUFBEWAHRUNG

- Bewahren Sie das Gerät an einem sauberen, staubfreien und trockenen Ort auf.

ANFORDERUNGEN

FC Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen von Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: 1. Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen, und 2. dieses Gerät muss alle empfangenen Interferenzen akzeptieren, einschließlich Interferenzen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

ENTSORGUNG

Hinweise zum Umweltschutz



Das nebenstehende Symbol zeigt an, dass dieses Produkt der Richtlinie 2012/19/EU unterliegt. Diese Richtlinie besagt, dass Sie dieses Produkt am Ende seiner Nutzungszeit nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgen dürfen, sondern in speziell eingerichteten Sammelstellen, Wertstoffhöfen oder Entsorgungsbetrieben abgeben müssen.

Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll



Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, alle Batterien und Akkus, egal ob sie Schadstoffe* enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle in Ihrer Gemeinde/Ihrem Stadtteil oder im Handel abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können.

*gekennzeichnet mit: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei

Verpackungen sind Rohstoffe und können wieder verwertet werden.

Über Adressen und Öffnungszeiten von Sammelstellen informiert Sie Ihre zuständige Verwaltung gerne.

GARANTIE

Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum.

GARANTIEBEDINGUNGEN

- Die Garantiezeit beginnt mit dem Kaufdatum. Bewahren Sie die Originalquittung auf. Sie ist der Kaufnachweis.
- Innerhalb von drei Jahren ab Kaufdatum, wenn ein Material- oder Produktionsfehler auftritt, werden das Produkt gemäß der von uns gewählten Option kostenlos ersetzen oder reparieren.
- Es wird davon ausgegangen, dass das Gerät innerhalb der angegebenen Laufzeit mit Quittung und einer kurzen schriftlichen Beschreibung des Mangels eingereicht wird. Die Beschreibung muss Angaben zum Defekt enthalten und wann dieser aufgetreten ist.

- Durch den Austausch, die Reparatur oder den Austausch des Produkts beginnt keine neue Garantiezeit.
- Die bereits beim Kauf bestehenden Schäden oder Mängel müssen sofort nach dem Auspacken der Ware angezeigt werden.
- Material- oder Herstellungsfehler sind garantiert, leicht beschädigte oder zerbrechliche Komponenten wie Akkumulatoren oder Glas jedoch nicht unter der Garantie abgedeckt.
- Die Garantie deckt keine Mängel oder Schäden ab, die durch unsachgemäße Verwendung, bei Nichteinhaltung der Bedienungsanleitung oder Wartung entstanden sind.

ABWICKLUNG IM GARANTIEFALL

Um eine schnelle Bearbeitung Ihres Anliegens zu gewährleisten, folgen Sie bitte den folgenden Hinweisen:

- Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild des Gerätes, dem Verkaufskarton oder der Bedienungsanleitung.
- Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten, kontaktieren Sie bitte die folgende Serviceabteilung telefonisch oder per E-Mail. Dort wird Ihnen das weitere Vorgehen ausführlich beschrieben.

Tel.: +49 2154 470 26-610

E-Mail: info@hatex24.de

IMPORTANT INFORMATION BEFORE USE

Read the operating instructions and safety instructions carefully before using the device!

- Failure to observe the operating instructions may result in serious injury or damage to the device.
- Keep the operating instructions for further use.
- If you pass the device on to third parties, be sure to include these operating instructions.
- The device is designed for private household use only and not for commercial use.
- Only use the device indoors and not outdoors.

WARNINGS

The following warnings are used in this manual:

 **DANGER! High risk:**

Disregarding this warning can cause harm to life and limb.

 **WARNING! Average risk:**

Disregarding this warning can cause injury or serious property damage.

 **CAUTION: Low risk:**

Disregarding this warning may cause minor injury or property damage.


NOTE: Facts and special features that should be observed when handling the device.

SAFETY INSTRUCTIONS

- If the safety instructions are ignored, the manufacturer cannot be held liable for any damage.
- Keep these instructions in a safe place for future reference.
- Always place the scale on a stable and level surface to ensure correct measurement. If the surface yields (carpet, etc.), the four force transducers in the feet will be unevenly loaded and the measured values will inevitably be falsified.
- Do not use abrasive cleaning agents for cleaning.
- Remove the batteries if the scale will not be used for a long period of time. Store the scale in a warm and dry place.
- Do not attempt to dismantle or repair the scale (loss of warranty!).
- The scale contains sensitive electronic components. Keep the scale away from intense heat and environments with high humidity.

- Always handle the scale with care. (Never throw or jump on it)
- The scale is designed for home use only and for measuring people.

⚠ WARNING!

- Do not step on the scale with wet feet –  **danger of slipping!**

⚠ WARNING!

- This product is not suitable for people wearing a pacemaker or another internal medical device.

⚠ CAUTION!

- This product should not be used to diagnose or treat any medical condition.

BATTERY

1. The battery compartment is located on the underside of the unit.
2. Open the lid and insert the batteries into the battery compartment.
3. Close the lid of the battery compartment again.

⚠ DANGER!

Swallowing the battery that comes with the article can cause serious internal injury and even death.

Keep both new and used batteries out of reach of children.

If the battery compartment can no longer be closed, do not use the article and keep it out of the reach of children.

If you suspect that a battery has been swallowed or otherwise entered your body, consult a doctor immediately.


NOTE:

When a battery symbol appears in the upper left-hand corner of the display, the inserted battery must be replaced with a full one.

SCOPE OF DELIVERY

1. Body Analysis Scales
2. Instruction manual

DEVICE DESCRIPTION



1. LED-Display
2. Biometric Sensors
3. Non-slip feet
4. Battery compartment
5. Switch for setting the "kg" / "lb" unit

TECHNICAL DATA

Model:	28406 / 28407 / 28408
Battery:	2*AAA*1,5V
Operating temperature:	5–35 °C
Maximum load capacity / weighing range:	180 kg / 396 lb
Graduation:	1 kg / 0.2 lb
Measuring unit:	"kg" / "lb"

BEFORE FIRST USE


⚠ CAUTION!

Packaging material is not a child's toy. Children must not play with the plastic bags. There is a risk of suffocation.

- Remove all parts from the packaging and remove all packaging materials. Also remove any transport locks.
- Check the scope of delivery for completeness and damage and clean the unit.

COMMISSIONING

1. Visit designhq.com/app-download to download the iHome Health & Fitness app. You can also scan the QR Code:



2. Pair the iHome Smart Scale + with the iHome Health & Fitness App. Once your account is created, you can head to the devices tab. The devices tab will be the 3rd tab on the bottom of the app. From here, tap "Add Device" and look for the iHome Smart Scale +.
3. When stepping on the Smart Scale +, ensure the app is open to sync your weight and other body metrics. To ensure an accurate reading, ensure you step on the scale and cover the sensors with your bare feet. **Please note:** The scale must be placed on a flat, hard surface. If it is not, the readings may fluctuate.
4. The iHome Smart Scale + first measures your weight. If you continue to step on the scale with your bare feet, the iHome Smart Scale will begin to show dots on the LED. This indicates that it is currently measuring your body metrics.

⚠ CAUTION!

- Do not place heavy objects on the scale for a long time when you are not using the scale.

MEASUREMENTS



Body fat weight



Body muscle percentage



Body protein percentage



Weight



Health age of body



Obesity level



Weight of fat around organs



Body fat percent



Body health



Body water percentage



Water weight



Weight of bone



Body weight without fat



Jiggly fat weight



More...

INSERT OR REPLACE BATTERY

- When the message “Lo” appears in the display, the inserted battery must be replaced with a full one.
- The battery compartment is located on the underside of the machine.
- Open the lid and insert the batteries into the battery compartment.
- Close the lid of the battery compartment again.

CLEANING

- Use only a cloth dampened with water to clean your scale.
- The use of any detergents or cleaners may cause irreversible damage to the coating that protects the electrodes (2) used to measure your body fat.

STORAGE

- Store the device in a clean, dust-free and dry place

REQUIREMENTS

FC This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

DISPOSAL

Notes on environmental protection



The symbol opposite indicates that this product is subject to Directive 2012/19/EU. This directive states that you must not discard this product at the end of its working life with your normal household waste at the end of its service life, but must be collection points, recycling centres or waste management disposal companies.

Batteries and rechargeable batteries must not be disposed of with household waste!



As a consumer, you are legally obliged to dispose of all batteries and accumulators, regardless of whether or not they contain harmful substances*, or not, to a collection point in you municipality/borough or to a retailer, so that they can be disposed of in an environmentally friendly manner.

*marked with: Cd = cadmium, Hg = mercury, Pb = lead

For addresses and opening hours of collection points your local administration will be pleased to inform you.

WARRANTY

You receive a 3-year guarantee on this device from the date of purchase.

WARRANTY CONDITIONS

- The guarantee period begins on the date of purchase. Keep the original sales receipt as proof of purchase.
- Should a material or production defect occur within the three years from the date of purchase, we will, at our option, replace the product or repair it free of charge, provided that both the device and the receipt, including a brief written description of the defect, are submitted to us within the aforementioned three-year period.
- If the defect is covered by our guarantee, you will receive a new product or we will repair the defective device.
- The replacement or repair of the product does not start a new guarantee period.
- Replacing or repairing parts of the device does not extend the guarantee period. The warranty period is not extended by the guarantee.
- Damage or defects already present at the time of purchase must be reported immediately after unpacking the goods. Repairs after the expiration of the guarantee period are subject to a charge.
- Covered by the guarantee period is the product and the receipt, including a brief written description of the defect. Also, easily breakable or easily damaged components, such as batteries or parts made of glass, are not covered by the guarantee.
- If the defect is covered by our guarantee, you will receive a new product or we will repair the defective product. Take and follow all information and instructions for proper use and maintenance of the product from the operating instructions.
- The guarantee period is not extended by the guarantee.
- Damage or defects already present at the time of purchase must be reported immediately after unpacking the goods.
- Repairs after the expiration of the guarantee period are subject to a charge.
- Covered by the warranty are material or manufacturing defects.
- Not covered by the guarantee are parts of the product that are subject to normal wear and tear and are considered wear parts. Also, easily breakable or easily damaged components, such as batteries or parts made of glass, are not covered by the guarantee.
- The guarantee is void due to external damage to the product, improper use and improper maintenance. Take and follow all information and instructions for proper use and maintenance of the product from the operating instructions.
- The guarantee also does not cover defects or damage caused by failure to follow the operating instructions.

- Uses and actions advised against or warned against in the operating instructions must be avoided at all costs.

PROCESSING IN THE CASE OF A WARRANTY CLAIM

To ensure that your claim is processed quickly, please follow the instructions below:

- Please refer to the type plate of the device, the sales box or the operating instructions for the article number.
- If functional errors or other defects occur, please contact the following service department by telephone or e-mail. There, the further procedure will be described to you in detail.

Tel.: +49 2154 470 26-610

E-Mail: info@hatex24.de

INFORMATIONS IMPORTANTES AVANT L'UTILISATION

Lisez attentivement le mode d'emploi et les consignes de sécurité avant d'utiliser l'appareil !

- Le non-respect du mode d'emploi peut entraîner des blessures graves ou endommager l'appareil.
- Conservez le mode d'emploi pour toute utilisation ultérieure.
- Si vous remettez l'appareil à un tiers, veillez à lui remettre ce mode d'emploi.
- L'appareil est conçu uniquement pour un usage domestique et non pour un usage professionnel.
- N'utilisez l'appareil qu'à l'intérieur et non à l'extérieur.

AVERTISSEMENTS

Au besoin, les avertissements suivants sont utilisés dans ce manuel :

DANGER ! Haut élevé :

Le non-respect de l'avertissement peut porter atteinte à l'intégrité corporelle et à la vie.

Avertissement ! Risque moyen :

Le non-respect de cet avertissement pourrait entraîner des blessures ou de graves dommages matériels.

ATTENTION : Faible mineur :

Le non-respect de l'avertissement peut entraîner des blessures ou des dommages matériels mineurs.

REMARQUE : Faits et caractéristiques spéciales à observer lors de la manipulation de l'appareil.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Si vous ignorez les consignes de sécurité, le fabricant ne pourra pas être tenu pour responsable des dommages.
- Conservez ces instructions dans un endroit sûr pour pouvoir les consulter ultérieurement.
- Placez toujours la balance sur une surface stable et horizontale pour garantir une mesure correcte. Sur un sol qui cède (tapis, etc.), les quatre capteurs de force dans les pieds sont sollicités de manière inégale et les valeurs de mesure sont inévitablement faussées.
- N'utilisez pas de produits de nettoyage agressifs pour le nettoyage.

- Retirez les piles si la balance n'est pas utilisée pendant une période prolongée. Rangez la balance dans un endroit chaud et sec.
- N'essayez pas de démonter ou de réparer la balance (perte de la garantie !).
- La balance contient des composants électroniques sensibles. Tenez la balance à l'écart des fortes chaleurs et des environnements très humides.
- Manipulez toujours la balance avec précaution. (Ne jamais la jeter ou la sauter dessus)
- La balance a été conçue exclusivement pour un usage domestique et pour la mesure de personnes. Mesure de personnes.

AVERTISSEMENT !

- Ne montez pas sur la balance avec les pieds mouillés –  **risque de glissade !**

AVERTISSEMENT !

- Ce produit ne convient pas aux personnes portant un stimulateur cardiaque ou un autre dispositif médical interne.

ATTENTION !

- Ce produit ne doit pas être utilisé pour diagnostiquer ou traiter des maladies.

BATTERIE

1. Le compartiment à piles se trouve sur la partie inférieure de l'appareil.
2. Ouvrez le couvercle et insérez les piles dans le compartiment.
3. Refermez le couvercle du compartiment à piles.

DANGER !

Avaler la pile qui accompagne l'article peut causer de graves blessures internes et même la mort.

Conservez les piles neuves et usagées hors de portée des enfants.

Si le compartiment des piles ne peut plus être fermé, n'utilisez pas l'article et gardez-le hors de portée des enfants.

Si vous pensez qu'une pile a été avalée ou a pénétré dans l'organisme d'une autre manière, consultez immédiatement un médecin.


REMARQUE :

Lorsqu'un symbole de pile apparaît dans le coin supérieur gauche de l'écran, la pile insérée doit être remplacée par une pile pleine.

CONTENU DE LA LIVRAISON

1. Balance d'analyse corporelle
2. Mode d'emploi

DESCRIPTION DE L'APPAREIL



1. Écran LED
2. Capteurs biométriques
3. Pieds antidérapants
4. Compartiment à piles
5. Bouton de réglage de l'unité « kg » / « lb »

DONNÉES TECHNIQUES

Modèle :	28406 / 28407 / 28408
Batterie rechargeable :	2*AAA*1,5V
Température de fonctionnement :	5-35 °C
Capacité de charge maximale / plage de pesée :	180 kg / 396 lb
Graduation :	1 kg / 0,2 lb
Unité de mesure :	« kg » / « lb »

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION


⚠ ATTENTION !

Le matériel d'emballage n'est pas un jouet pour les enfants. Les enfants ne doivent pas jouer avec les sacs en plastique. Il existe un risque d'étouffement.

- Le matériel d'emballage n'est pas un jouet pour les enfants. Les enfants ne doivent pas jouer avec les sacs en plastique. Il existe un risque d'étouffement.
- Retirez toutes les pièces de l'emballage et enlevez tous les matériaux d'emballage. Retirez également les éventuelles protections de transport.

MISE EN SERVICE

1. Visitez designhqs.com/app-download pour télécharger l'application iHome Health & Fitness. Vous pouvez également scanner le code QR:



2. Associez l'échelle intelligente iHome + à l'application iHome Health & Fitness. Une fois que votre compte est créé, vous pouvez passer à l'onglet Appareils. L'onglet Appareils est le troisième onglet en bas de l'application. Touchez ici «Ajouter un appareil» et cherchez l'iHome Smart Scale +.
3. Lorsque vous marchez sur la Smart Scale +, assurez-vous que l'application est ouverte afin de synchroniser votre poids et d'autres mesures corporelles. Pour garantir une mesure précise, assurez-vous de marcher sur la balance et de couvrir les capteurs avec vos pieds nus.

Attention : la balance doit être placée sur une surface dure. Si ce n'est pas le cas, les valeurs mesurées peuvent varier.
4. l'iHome Smart Scale + mesure d'abord votre poids. Si vous continuez à vous tenir debout, pieds nus, sur la balance, l'iHome Smart Scale commence à afficher des points sur l'écran LED. Cela indique qu'elle est en train de mesurer vos valeurs corporelles.

⚠ ATTENTION !

- Ne placez pas d'objets lourds sur le plateau de pesée pendant une période prolongée la balance lorsque vous ne l'utilisez pas.

MESURES



Poids de la graisse corporelle



Pourcentage de muscle corporel



Proportion de protéines corporelles



Poids



Âge de santé du corps



Degré d'obésité



Poids de la graisse autour des organes



Pourcentage de graisse corporelle



Santé du corps



Pourcentage d'eau corporelle



Poids de l'eau



Poids des os



Poids du corps sans graisse



Poids du tissu adipeux



En savoir plus...

INSÉRER OU REMPLACER LA PILE

- Lorsque le message « Lo » apparaît sur l'écran, la pile insérée doit être remplacée par une pile pleine.
- Le compartiment à piles se trouve sur la partie inférieure de l'appareil.
- Ouvrez le couvercle et insérez les piles dans le compartiment.
- Refermez le couvercle du compartiment à piles.

NETTOYAGE

- Pour nettoyer votre balance, utilisez uniquement un chiffon humidifié avec de l'eau.
- L'utilisation de détergents ou de produits de nettoyage peut endommager de manière irréversible le revêtement qui protège les capteurs (2) utilisés pour mesurer votre graisse corporelle.

RANGEMENT

- Rangez l'appareil dans un endroit propre, exempt de poussière et sec.

EXIGENCES

FC DCet appareil est conforme aux exigences de la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : 1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et 2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

ÉLIMINATION

Indications relatives à la protection de l'environnement



Le symbole ci-contre indique que ce produit est soumis à la directive 2012/19/UE. Cette directive stipule qu'à la fin de sa durée d'utilisation, vous ne devez pas jeter ce produit avec les déchets ménagers normaux, mais le déposer dans des centres de collecte spécialement aménagés, des centres de recyclage ou des entreprises de traitement des déchets.

Les piles et les accumulateurs ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères



En tant que consommateur, vous êtes légalement tenu de remettre toutes les piles et les accumulateurs, qu'ils contiennent ou non des substances nocives*, à un point de collecte dans votre commune/quartier ou dans le commerce, afin qu'ils puissent être éliminés de manière écologique.

*marqué par : Cd = cadmium, Hg = mercure, Pb = plomb.

Les emballages sont des matières premières et peuvent être recyclés.

Votre administration compétente vous informera volontiers sur les adresses et les heures d'ouverture des centres de collecte.

GARANTIE

Vous bénéficiez d'une garantie de 3 ans sur cet appareil à compter de la date d'achat.

CONDITIONS DE GARANTIE

- La période de garantie commence à la date d'achat. Conservez le ticket de caisse original. Il sert de preuve d'achat.
- Si un défaut de matériel ou de production devait survenir au cours des trois ans suivant la date d'achat, nous remplacerions le produit ou rembourserions le prix d'achat, à notre choix.
- Cela suppose que l'appareil et le ticket de caisse nous soient présentés dans le délai de trois ans mentionné, accompagnés d'une brève description écrite du défaut. - La description doit préciser en quoi consiste le défaut et quand il est survenu.
- Si le défaut est couvert par notre garantie, vous recevrez un nouveau produit en retour ou vous serez remboursé.

- Le remplacement ou la réparation du produit n'ouvre pas une nouvelle période de garantie.
- Le remplacement ou la réparation de pièces de l'appareil ne prolonge pas la période de garantie.
- La période de garantie n'est pas prolongée par la garantie.
- Les dommages ou défauts déjà présents lors de l'achat doivent être signalés immédiatement après le déballage du produit.
- Les défauts de matériel ou de fabrication sont couverts par la garantie.
- Les parties du produit soumises à une usure normale et considérées comme des pièces d'usure ne sont pas couvertes par la garantie. De même, les composants faciles à casser ou à endommager, comme les batteries ou les pièces en verre, ne sont pas couverts par la garantie.
- La garantie est annulée si le produit est endommagé de l'extérieur, s'il n'est pas utilisé correctement ou s'il n'est pas entretenu correctement. Consultez le mode d'emploi et suivez toutes les informations et instructions pour une utilisation et un entretien corrects du produit.
- La garantie ne couvre pas non plus les défauts ou dommages causés par le non-respect du mode d'emploi.
- Les utilisations et les actions déconseillées dans le mode d'emploi ou faisant l'objet d'une mise en garde doivent absolument être évitées.

TRAITEMENT EN CAS DE GARANTIE

Afin de garantir un traitement rapide de votre demande, veuillez suivre les indications suivantes:

- Vous trouverez le numéro d'article sur la plaque signalétique de l'appareil, dans le carton de vente ou dans le mode d'emploi.
- Si des erreurs de fonctionnement ou d'autres défauts apparaissent, veuillez contacter le service après-vente suivant par téléphone ou par e-mail. La procédure à suivre vous y sera décrite en détail.

Tel.: +49 2154 470 26-610

E-Mail: info@hatex24.de

BELANGRIJKE INFORMATIE VÓÓR GEBRUIK

Lees de gebruiksaanwijzing en de veiligheidsvoorschriften zorgvuldig door voordat u het apparaat in gebruik neemt.

- Het niet in acht nemen van de gebruiksaanwijzing kan leiden tot ernstig letsel of beschadiging van het toestel.
- Bewaar de gebruiksaanwijzing voor toekomstig gebruik.
- Indien u het toestel aan een derde doorgeeft, vergeet dan niet deze gebruiksaanwijzing mee te geven.
- Het apparaat is uitsluitend bestemd voor particulier huishoudelijk gebruik en niet voor commercieel gebruik.
- Gebruik het apparaat alleen binnenshuis en niet buitenshuis.

WAARSCHUWINGEN

Indien nodig worden de volgende waarschuwingen in deze gebruiksaanwijzing:

GEVAAR! Hoog risico:

Het negeren van deze waarschuwing kan levensgevaarlijke schade veroorzaken.

WAARSCHUWING! Gemiddeld risico:

Het negeren van deze waarschuwing kan lichamelijk letsel of ernstige materiële schade veroorzaken.

VOORZICHTIG: Laag risico:

Het negeren van deze waarschuwing kan lichamelijk letsel of ernstige materiële schade veroorzaken.

OPMERKING: Feiten en bijzonderheden waarmee rekening moet worden gehouden bij de omgang met het apparaat.


VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

- Indien de veiligheidsinstructies worden genegeerd, kan de fabrikant niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade.
- Bewaar deze instructies op een veilige plaats voor toekomstige raadpleging.
- Plaats de weegschaal altijd op een stabiele en vlakke ondergrond voor een correcte meting. Op een meegevend oppervlak (tapijt enz.)

worden de vier krachtopnemers in de voeten ongelijk belast en worden de meetwaarden onvermijdelijk vervalst.

- Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen voor het reinigen.
- Verwijder de batterijen als de weegschaal lange tijd niet wordt gebruikt. Bewaar de weegschaal op een warme en droge plaats.
- Probeer de weegschaal niet te demonteren of te repareren (verlies van garantie!).
- De weegschaal bevat gevoelige elektronische componenten. Houd de weegschaal uit de buurt van intense hitte en omgevingen met een hoge vochtigheidsgraad.
- Ga altijd voorzichtig om met de weegschaal. (Nooit ermee gooien of erop springen)
- De weegschaal is uitsluitend gemaakt voor thuisgebruik en voor het meten van mensen.

WAARSCHUWING!

- Ga niet met natte voeten op de weegschaal staan –  **slipgevaar!**

WAARSCHUWING!

- Dit product is niet geschikt voor personen met een pacemaker of een ander inwendig medisch apparaat.

VOORZICHTIG!

- Dit product mag niet worden gebruikt voor het diagnosticeren of behandelen van ziekten.

BATTERIJ

1. Het batterijvak bevindt zich aan de onderkant van het apparaat.
2. Open het deksel en plaats de batterijen in het batterijvak.
3. Sluit het deksel van het batterijvak weer.

GEVAAR!

Als de batterij die bij het artikel hoort wordt ingeslikt, kan dit leiden tot ernstig inwendig letsel en zelfs de dood.

Houd zowel nieuwe als gebruikte batterijen buiten het bereik van kinderen.

Als het batterijvakje niet meer gesloten kan worden, gebruik het artikel dan niet meer en bewaar het buiten het bereik van kinderen.


Als u vermoedt dat een batterij is ingeslikt of op een andere manier in uw lichaam terecht is gekomen, raadpleeg dan onmiddellijk een arts.

OPMERKING:

Als er een batterijsymbool verschijnt in de linkerbovenhoek van het scherm, moet de geplaatste batterij worden vervangen door een volle.

OMVANG VAN DE LEVERING

1. Weegschaal voor lichaamsanalyse
2. Gebruiksaanwijzing

APPARAATBESCHRIJVING

1. LED-scherm
2. Biometrische sensoren
3. Antislipvoetjes
4. Batterijvak
5. Knop voor het instellen van de eenheid "kg" / "lb"

TECHNISCHE GEGEVENS

Model:	28406 / 28407 / 28408
Batterij:	2*AAA*1,5V
Bedrijfstemperatuur:	5–35 °C
Maximale capaciteit / weegbereik:	180 kg / 396 lb
Schaalverdeling:	1 kg / 0,2 lb
Meeteenheid:	„kg“ / „lb“

VOOR HET EERSTE GEBRUIK


⚠ VOORZICHTIG!

Verpakkingsmateriaal is geen kinderspeelgoed. Kinderen mogen niet met de plastic zakken spelen. Er is verstikkingsgevaar.

- Verwijder alle verpakkingsmaterialen.
- Verwijder eventuele stickers of labels van het apparaat.

INGEBRUIKNEMING

1. Ga naar designhq.com/app-download om de iHome Health & Fitness app te downloaden. U kunt ook de QR-code scannen.



2. Koppel de iHome Smart Scale + met de iHome Health & Fitness app. Zodra uw account is aangemaakt, kunt u naar het tabblad Apparaten gaan. Het tabblad Apparaten is het derde tabblad onderaan de app. Tik hier op „Apparaat toevoegen“ en zoek naar de iHome Smart Scale +. 3. Wanneer je op de iHome Smart Scale + stapt, tik je op „Apparaat toevoegen“.
3. Wanneer je op de Smart Scale + stapt, zorg er dan voor dat de app geopend is om je gewicht en andere lichaamsmaten te synchroniseren. Voor een nauwkeurige meting moet je op de weegschaal gaan staan en de sensoren met je blote voeten bedekken.
Let op: de weegschaal moet op een harde ondergrond staan. Als dit niet het geval is, kunnen de metingen schommelen.
4. iHome Smart Scale + zal eerst uw gewicht meten. Als u met blote voeten op de weegschaal blijft staan, zal de iHome Smart Scale stippen op het LED-display gaan weergeven. Dit geeft aan dat zij momenteel uw lichaamswaarden meet.

⚠ VOORZICHTIG!

- Plaats geen zware voorwerpen langdurig op de weegschaal wanneer ze niet wordt gebruikt als u de weegschaal niet gebruikt.

METINGEN



Gewicht
lichaamsvet



Aandeel spieren
in het lichaam



Aandeel
lichaamseiwitten



Gewicht



Leeftijd van
het lichaam



Mate van
zwaarlijvigheid



Gewicht van vet
rond organen



Vetpercentage
van het lichaam



Gezondheid van
het lichaam



Percentage
lichaamswater



Gewicht van
water



Gewicht van
botten



Lichaamsgewicht
zonder vet



Gewicht van
vetweefsel



meer...

BATTERIJ PLAATSEN OF VERVANGEN

- Wanneer de melding "Lo" op het display verschijnt, moet de geplaatste batterij worden vervangen door een volle.
- Open het deksel en plaats de batterijen in het batterijvak.
- Sluit het deksel van het batterijvak weer.

SCHOONMAKEN

- Gebruik alleen een met water bevochtigde doek om uw weegschaal schoon te maken.
- Het gebruik van reinigingsmiddelen kan onherstelbare schade veroorzaken aan de coating die de sensoren (2) beschermt die uw lichaamsvet meten.

OPSLAG

- Bewaar het apparaat op een schone, stofvrije en droge plaats.

VEREISTEN

FC Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. Het gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden: 1. dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en 2. dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die ongewenste werking kan veroorzaken.

VERWIJDERING

Opmerkingen over milieubescherming



Het symbool hiernaast geeft aan dat dit product valt onder Richtlijn 2012/19/EU. Deze richtlijn bepaalt dat u dit product aan het einde van de levensduur niet bij het  normale huishoudelijke afval mag doen, maar dat u het naar speciaal daarvoor ingerichte inzamelpunten, recyclingcentra of afvalverwerkingsbedrijven moet brengen.

Batterijen en oplaadbare batterijen mogen niet met het huishoudelijk afval worden weggegooid



Als consument bent u wettelijk verplicht om alle batterijen en oplaadbare batterijen, ongeacht of ze schadelijke stoffen* bevatten of niet, in te leveren bij een inzamelpunt in uw gemeente/gemeente of bij een detailhandelaar, zodat ze op een milieuvriendelijke manier kunnen worden verwijderd.

*gemarkeerd met: Cd = cadmium, Hg = kwik, Pb = lood.

Verpakkingen zijn grondstoffen en kunnen worden gerecycled.

Uw gemeente informeert u graag over de adressen en openingstijden van inzamelpunten.

GARANTIE

U krijgt 3 jaar garantie op dit toestel vanaf de datum van aankoop.

GARANTIEVOORWAARDEN

- De garantieperiode gaat in op de datum van aankoop. Bewaar het originele ontvangstbewijs. Het dient als bewijs van aankoop.
- Indien een materiaal- of productiefout optreedt binnen de drie jaar vanaf de aankoopdatum, zullen wij het product vervangen of de aankoopprijs terugbetalen, naar onze keuze.
- Voorwaarde is wel dat zowel het product als het aankoopbewijs, met een korte schriftelijke omschrijving van het gebrek, binnen de genoemde termijn van drie jaar bij ons worden ingediend. De beschrijving moet de aard van het gebrek en het tijdstip waarop het zich heeft voorgedaan, bevatten.

- Als het defect onder onze garantie valt, krijgt u een nieuw product terug of krijgt u het aankoopbedrag terug.
- Door vervanging of reparatie van het product begint geen nieuwe garantieperiode te lopen.
- Vervanging of reparatie van onderdelen van het product leidt niet tot verlenging van de garantieperiode.
- De garantieperiode wordt niet verlengd door de garantie.
- Beschadigingen of gebreken die reeds bij de aankoop aanwezig waren, moeten onmiddellijk na het uitpakken van de goederen worden gemeld.
- Materiaal- of fabricagefouten worden gedekt door de garantie.
- Onderdelen van het product die aan normale slijtage onderhevig zijn en als slijtageonderdelen worden beschouwd, vallen niet onder de garantie. Onderdelen die gemakkelijk stuk of beschadigd kunnen raken, zoals batterijen of onderdelen van glas, vallen evenmin onder de garantie.
- De aanspraak op garantie vervalt bij uitwendige beschadiging van het product, bij oneigenlijk gebruik en bij oneigenlijk onderhoud. Raadpleeg de gebruikershandleiding en volg alle informatie en instructies voor het juiste gebruik en onderhoud van het product op.
- De garantie dekt evenmin defecten of schade die het gevolg zijn van het niet in acht nemen van de gebruiksaanwijzing.
- Gebruik en handelingen die in de gebruiksaanwijzing worden afgeraden of waartegen wordt gewaarschuwd, moeten koste wat kost worden vermeden.

VERWERKING IN GEVAL VAN EEN GARANTIECLAIM

Om ervoor te zorgen dat uw verzoek snel wordt verwerkt, dient u de onderstaande instructies te volgen:

- Raadpleeg het typeplaatje van het toestel, de verkoopdoos of de gebruiksaanwijzing voor het artikelnummer.
- Bij functiestoringen of andere defecten kunt u telefonisch of per e-mail contact opnemen met de volgende servicedienst. Zij zullen u gedetailleerde instructies geven over hoe te handelen.

Tel.: +49 2154 470 26-610

E-Mail: info@hatex24.de



Hergestellt für / Produced for:

Hatex AS GmbH & Co. KG

Jakob-Kaiser-Str. 12 – 47877 Willich – Germany

WEEE-Reg.-Nr. DE85618156